

ANEXO 5. LISTA DE VERIFICACIÓN POST-INTERVENCIÓN

(marcar con una "X" conforme se vayan realizando los pasos en el siguiente orden)	
1. Retirar y desechar EPI en la misma sala donde se realice el procedimiento.	<input type="checkbox"/>

Es útil seguir una guía visual durante la retirada de los distintos elementos como la proporcionada por la OMS:

<https://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/ppe-steps/es/>

2. Desechar los materiales de un solo uso empleados a un contenedor para restos biológicos considerados infecciosos (Categoría B, UN 3291).	<input type="checkbox"/>
3. Desconectar la sonda de pH/Impedanciometría del registrador antes de retirarla, para facilitar su desecho rápido a una bolsa de plástico.	<input type="checkbox"/>
4. Comprobación en Sistemas de perfusión: no cerrar la perfusión hasta que se ha extraído el catéter del paciente.	<input type="checkbox"/>
5. Desinfección con viricida de camilla, barandilla, y otros elementos con los que haya tenido contacto el paciente o el explorador.	<input type="checkbox"/>
6. Registrador de pH-metría o pH-Impedanciometría, funda y correa de sujeción: colocar en recipiente y desinfectar con alcohol al 70%, antes de realizar el volcado de datos.	<input type="checkbox"/>
7. Desinfección del resto de dispositivos según protocolo habitual de la Unidad de Motilidad.	<input type="checkbox"/>